

## Ходунки-роллаторы на 3-х колесах Titan Deutschland GmbH LY-308

Ходунки используются при различных патологиях опорно-двигательного аппарата, при различных хронических заболеваниях позвоночника и нижних конечностей, при патологиях мышечного аппарата спины и нижних конечностей. Также данные ходунки используются в периоды реабилитации после различных оперативных вмешательств и травм.

Ходунки изготовлены из прочного и очень легкого алюминиевого сплава. Рама ходунков снабжена специальными противоскользящими ручками. Роллейтор снабжен колесами на передних опорах, что позволяет не переставлять изделие, а перекатывать его вперед. Задние ножки ходунков выступают в роли тормоза, не давая им двигаться в момент переноса веса тела с ног на роллейтор.



### Основные технические данные:

Общая высота	84-94 см
Общая длина	60 см
Общая ширина	65 см
Диаметр передних колес	20 см
Диаметр задних колес	20 см
Грузоподъемность	100 кг
Вес	7 кг