

## Ходунки 2-х колесные, регулируемые по высоте, Ergoforce Dayang Medical XR-204

Ходунки используются при различных патологиях опорно-двигательного аппарата, при различных хронических заболеваниях позвоночника и нижних конечностей, при патологиях мышечного аппарата спины и нижних конечностей. Также данные ходунки используются в периоды реабилитации после различных оперативных вмешательств и травм.

Ходунки изготовлены из прочного и очень легкого алюминиевого сплава. Рама ходунков снабжена специальными противоскользящими ручками. Роллейтор снабжен колесами на передних опорах, что позволяет не переставлять изделие, а перекатывать его вперед. Задние ножки ходунков выступают в роли тормоза, не давая им двигаться в момент переноса веса тела с ног на роллейтор.



### Основные технические данные:

Максимальная нагрузка	100 кг
Основной материал	алюминий
Материал рукоятки	резина
Высота	79 см - 94.5 см
Число уровней регулировки высоты	8
Шаг регулировки	3 см
Рост	180 см - 180 см
Вес	2.7 кг
Ширина между поручнями	50 см
Количество опор ходунков	4
Количество колес	2
Диаметр передних колес	12.5 см
габариты в сложенном виде	820 х 630 х 105 мм